

Przed wybieleniem
Po wybieleniu



skala bieli

biąta perta®

Uwagi

- Podczas kuracji ograniczyć do minimum jedzenie i picie tzw. ciemnych produktów mogących barwić zęby np. kawa, herbata, czerwone wino, ciemne owoce i warzywa.
- Podczas kuracji wskazane jest powstrzymanie się od palenia tytoniu jako jednego z czynników powodującego mikro zanieczyszczenia na zębach.
- W przypadku polknięcia większej ilości żelu wybielającego (większej niż wynika to z nadmiernego wypełnienia aplikatorów) natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Unikać kontaktu żelu wybielającego z oczami. W przypadku dostania się żelu do oczu, płukać je zimną wodą przez kilka minut i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- W przypadku kontaktu żelu wybielającego z tkaniną natychmiast wypłukać ją wodą.

Producent

VITAPRODUKT, s.r.o.
Nám. sv. Egidia 95, 058 01 Poprad
Słowacja

Dystrybutor

Vitaprodukt Sp. z o.o.
ul. Szlak 77/134, 31-153 Kraków



www.bialaperta.com.pl



@biala.perta_zyby



Biała Perta



Informacje

- Wybielenie kuracją biąta perta® Triple action polega na usunięciu zanieczyszczeń organicznych z powierzchni zębów i ze szkliwa zębów w oparciu o nowocześniejszą Triple action formułę oksydacyjną (HAP-PAP-HA), która jest całkowicie bezpieczna dla zębów i dziąseł.
- Kurację zaleca się stosować 2 razy dziennie. Pozwala to na przeprowadzenie 10-dniowej kuracji wybielającej co jest maksymalną zalecaną długością kuracji.
- Każdy użytkownik systemu Triple action może indywidualnie określić (skrócić) ilość dni kuracji niezbędnej dla osiągnięcia pożądanego stopnia bieli zębów. Możliwość skrócenia czasu kuracji może wynikać z mniejszego zanieczyszczenia zębów oraz z młodszego wieku osoby prowadzącej kurację.
- Kolejna kuracja wybielająca produktem Triple action może się odbyć nie wcześniej niż za 6 miesięcy.
- W celu jak najdłuższego utrzymania efektów kuracji zaleca się stosować produkty z serii biąta perta® - pasty do codziennej higieny zębów i jamy ustnej.
- Przed rozpoczęciem kuracji wybielającej należy wyleczyć zęby (ubytki, próchnica) i stany zapalne dziąseł (przekrwienia). Żel wybiela jedynie zęby naturalne i nie ma wpływu na plombę i korony.
- Po zakończeniu stosowania nakładek należy je każdorazowo umyć dokładnie ciepłą wodą i wysuszyć. Nakładki należy przechowywać w etui aby uchronić je przed zabrudzeniem.
- Opakowanie systemu wybielającego Triple action zawiera 3 sztuki nakładek. Do właściwego stosowania produktu Triple action wystarczające są 2 sztuki. Dodatkowa 1 sztuka nakładek jest przeznaczona na wypadek przypadkowego uszkodzenia podczas formowania lub użytkowania.

Środki ostrożności

Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze pokojowej z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 14 roku życia, kobiet w ciąży i karmiących piersią, z chorobami dziąseł (krwawienia, zapalenia przyzębia) oraz uczulonych na którykolwiek ze składników. Zaleca się zminimalizować bezpośredni kontakt żelu wybielającego z wargami i dziąsłami. W przypadku wystąpienia podrażnień należy przerwać użytkowanie produktu. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.

Triple action

WHITENING 5 DAY TREATMENT

biąta perta® system wybielający zęby



brak nadwrażliwości



odbudowa szkliwa



1

remineralizacja przez hydroksyapatyt (HAP)



2

PAP formuła wybielająca



3

regeneracja dziąseł kwasem hialuronowym (HA)

biała perta®

Triple action

system wybielający zębów

biała perta® obecna jest w Polsce od kilkunastu lat, oferując skuteczne i bezpieczne wybielanie zębów w warunkach domowych. O jakości wybielania białej perty świadczą setki tysięcy zadowolonych klientów.

biała perta® Triple action to nowoczesny, specjalistyczny preparat do nakładkowego wybielania zębów w postaci przezroczystego i gęstego żelu. Udoskonalona i nowoczesna formuła preparatu wzbogacona o PAP działa oksydacyjnie usuwając zanieczyszczenia zawarte na i w szklivię. Pasta do zębów wzbogacona została o HAP i fluor, które zwiększają komfort kuracji poprzez eliminację bądź zauważalne ograniczenie nadwrażliwości zębów podczas wybielania. Działanie kuracji uzupełnia płyn do płukania jamy ustnej z HA, który po zabiegu wybielania korzystnie wpływa na dziąsła.

Triple action system wybielający dostarcza użytkownikom nową specjalistyczną kurację wybielającą cechującą się:

- krótkim czasem aplikacji na zęby – 20 minut
- krótkim czasem całej kuracji – 5 dni*
- wysoką skutecznością – widoczny efekt wybielający**
- bezpieczne wybielanie – dla szklivi i dziąsł

Wysoka jakość kuracji wynika z zastosowania nowoczesnej „Triple action” formuły oksydacyjnej HAP-PAP-HA oraz z unikalnych nakładek umożliwiających indywidualne dopasowanie do zębów.

*Opakowanie wystarcza maksymalnie na 10 dniową kurację prowadzoną 2 razy dziennie. Długość kuracji zależy od indywidualnej oceny oczekiwanego poziomu wybielania. Dla większości użytkowników 5 dni kuracji będzie w pełni satysfakcjonujące.

**Efekt wybielania widoczny po 5 dniach.



Instrukcja

Sposób użycia

1. Formowanie nakładek

Przygotowanie do wybielania.

1. Zagotuj wodę i poczekaj 5 minut, aby ostygła do temperatury 80 °C. Aby uniknąć poparzenia ust lub dziąsł, sprawdź czy woda nie jest zbyt gorąca.
2. Trzymając nakładkę za uchwyt zanurz ją w gorącej wodzie na 5-10 sekund. Po kilku sekundach nakładka stanie się mięta i na tyle miękka, że będzie ją można łatwo dopasować do kształtu zębów.
Uwaga: Zbyt długie trzymanie nakładek w gorącej wodzie może spowodować ich uszkodzenie.
3. Po wyjęciu nakładek z gorącej wody odczekaj chwilę, aby uniknąć poparzenia dziąsł, a następnie umieść miękką nakładkę na dolnych zębach. Zaciśnij lekko szczękę i dokładnie dociśnij palcami i językiem do zębów, żeby dopasować nakładkę do ich kształtu. Formowanie zakończ w ciągu 30 sekund. W celu uzyskania zadawalającego rezultatu można tę czynność powtórzyć 1-3 razy.
4. Uformowane i utwardzone nakładki wtóż ponownie do ust i sprawdź, czy nie uciskają lub nie są zbyt długie. Zbyteczne lub uciskające części i uchwyt można odciąć.
5. Powtórz czynności z punktów 1-4 przy drugiej nakładce na górnych zębach.



wideo
instrukcja

2. Przed wybielaniem – dokładne umycie zębów

Pasta do zębów – :biel i odbudowa
(tuba z pastą – faza 1 wybielania).

1. Wyciśnij niewielką ilość pasty na szczoteczkę do mycia zębów. Zaleca się stosowanie miękkiej szczoteczki.
2. Dokładnie umyj zęby ze wszystkich stron. Mycie powinno trwać 2 minuty.
3. Wypłucz wodą zęby i jamę ustną.

3. Wybielanie zębów

Żel wybielający Triple action
(tuba z żelem – faza 2 wybielania).

1. Wyciśnij ok. 1 ml (1 cm) żelu wybielającego do nakładki. Rozprowadź żel równomiernie wewnątrz nakładki po stronie przedniej części zębów (użyj łyżeczki od herbaty lub plastikowej szpatułki). Napetnij żelem również drugą nakładkę.
2. Natóż (kolejno) obie nakładki z żelem na zęby. W razie potrzeby nadmiar żelu wyciekającego z nakładek wytrzyj chusteczką lub wypłuj.
3. Nakładki pozostaw na zębach **przez 20 minut**.
4. Po zdjęciu nakładek umyj zęby szczoteczką żelem pozostałym na zębach. Wypłucz wodą zęby i jamę ustną.

4. Po wybielaniu

Płyn do płukania jamy ustnej :HA
(buteleczka z płynem – faza 3 wybielania).

1. Wypłucz jamę ustną załączonym płynem do płukania. Płucz jamę ustną stosując 1 nakrętkę płynu przez 30 sekund, następnie wypłuj. Nie polykaj.
2. **Przez 30 minut po wybielaniu nie jedz i nie pij niczego oprócz czystej wody.**